



序号	版本	ECN	修改描述	修改人	日期
①	1.0		增加金属喷漆颜色紫色 (U-PIU-0046P)	Luo	2022.06.01



扶手外侧最大尺寸 (下图)



650±5 (含外侧带帽螺母)



- Note:
- 1.未注圆角Unidentified radius R0.3
 - 2.去毛刺、锐边No burrs and sharp edges
 - 3.不要缩放Do Not Scale
 - 4.有疑问请联系If in doubt, please ask
 - 5.材料厚度/管材壁厚公差允许范围±0.1

第三角画法 	缺省公差
	除非另外指定:
	0 +/- 0.4
	0.0 +/- 0.2
	0.00 +/- 0.1
角度 +/- 0.5°	
孔位 +/- 0.2	
单位: mm	

© 佑诺逊 (欧洲) / (佛山)
 机械设备有限公司版权, 拥有
 专利、实用新型、设计一切权
 利。根据原图绘制

制图:	KEN
日期:	20210324
确认:	PAUL
审核:	
比例:	1:1

页数:	1/1
尺寸:	A4

表面处理:	
零件名:	TRA18 四轮助行车-轻便款(香槟金) 4 Wheel Light Weight Rollator

材料:	
图号:	90527

英国产品编码:
 UEL90527